

EL Ελληνικά

Ηλεκτρονικός Κωνyhαι Μέριεγκ Οδηγίες και εγκατάσταση

Υποστηρίζει μεγαλύτερη από 85% ή η εποχή με νερό ή άλλο υγρό μπορεί να προκλήσει οξείδωση που να προκαλέσει πρόβλημα στη σωστή λειτουργία της συσκευής.

- No excrete τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Ζητούρη ή ουσία της μόχθη.

Προσοχή!!!

- Μην ξεκινάτε ποτέ με άδεια το από μόνου σας. No συμπυκνώσετε ποτέ το υγρό ή το ατμό.
- Η αγω-μέτρηση σημαίνει έλεγχο, όχι διάλυση ή θεραπευτική αγωγή. Οι συνθήκες τής υγείας πρέπει να ορίζονται πάντα με τον προηγούμενο γιατρό. Σε κρούση της τριτοθεν πρέπει να προσφύγετε στην η διορθολογία ουσιοθέτου φορμάου που έχει οριστεί από τον προοαυτικό γιατρό.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΑ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η μπαταρία (ζυγαριά λειτουργίας) με αλκαλικές μπαταρίες μιας χρήσης.
1) Τοποθετήστε 4 μπαταρίες 1,5V τύπου AAA στον εσωτερικό χώρο της συσκευής στο κάτω μέρος της ζυγαριάς προσορίζοντας να τοποθετηθούν α πόλο από πόλο.
2) Όταν η μπαταρία είναι εκφορτισμένη, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "LO" ή το σύμβολο της μπαταρίας.
Απαγορεύεται τις μπαταρίες, ενώ η χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να εξαφανιστεί η μπαταρία, στρέψτε το κλείμα της θήκης μπαταριών προς την κατεύθυνση που δείχνουν το βέλος.
Απαγορεύεται τις μπαταρίες και απορριπτε τις στο εδάφος απορριπτε στα κατάλληλα δοχεία συλλογής για απορριπτε.
Για πληροφορίες: πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των εκφορτισμένων μπαταριών επικοινωνήστε με το καταστήμα από όπου αγοράσατε τη συσκευή ή οποία παρέχει τις μπαταρίες, με το άλλο ή με τις τοπικές υπηρεσίες καθαρισμού απορριπτε.
Προσοχή: Για μεγαλύτερη ασφαλεία, το ποδικά κάτω των 12 ετών δεν πρέπει να αφορούν τις μπαταρίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επιφάνεια και οριζή επιφάνεια.
2) Πατήστε το κουμπί "ON/OFF/TARE" (κουμπί TOUCH SCREEN). Όταν η οθόνη δείξει 0 g / 0,00 η ζυγαριά είναι έτοιμη για το ζύγιωμα.
3) Προσάρμοστε στο ζύγιωμα.
4) Η ζυγαριά οριζή, ας ζυγαριά αν να χρησιμοποιήσετε επί 1 λεπτό. Για να παροτρύνετε τη διάρκεια των μπαταριών, ορίστε τη ζυγαριά κρατώντας πατημένο το κουμπί "ON/OFF/TARE".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TARE

Η λειτουργία TARE σας επιτρέπει να μετράνετε οποιοδήποτε υγρό την οθόνη και να προσαρμόσετε περισσότερο ζυγιστικά στοιχεία να απορριπτενε το υλικό που έχουν ήδη ζυγιστεί στη ζυγαριά.
1) Πατήστε το κουμπί "ON/OFF/TARE" (κουμπί TOUCH SCREEN). Περιμένετε.
Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η οθόνη δείξει 0 g / 0,00 η ζυγαριά είναι έτοιμη για το ζύγιωμα.
2) Πατήστε το πρώτο ζύγιωμα.
3) Πατήστε το κουμπί "ON/OFF/TARE" για να αφέρετε την οθόνη ζών στο 0 g / 0,00 g.
4) Προσάρμοστε στο δεύτερο ζύγιωμα.

ΚΟΥΜΠΙ KG/LB

Το κουμπί "kg/lb" μπορεί να επιλέξει τη μονάδα μέτρησης για το ζύγιωμα g ή oz. Ενεργοποιώντας τη ζυγαριά επιστρέφει το κουμπί "ON/OFF/TARE" (κουμπί TOUCH SCREEN). Πατήστε το κουμπί "KG/LB". Η οθόνη δείχνει "g" ή "0.00 oz". Πιέζετε από 1 ή 2 φορές μονάδα μέτρησης στην άλλη πατημένα σε νέο το κουμπί "KG/LB". Όταν η οθόνη δείξει τη μονάδα μέτρησης που επιλέξατε, προσαρμόστε στο ζύγιωμα.

ΥΠΕΡΒΑΡΟ

Το σύμβολο "Err", "OVER", "E"EE" ή "0-Ld" σημαίνουν βάρος πέραν του επιτρεπτού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδη αλκαλικές μπαταρίες 1,5V τύπου AAA
Οδηγίες LED (υγρό κρυμμένο) Dot Matrix
Μέγιστη χωρητικότητα: +1%
Χωρητικότητα μπαταριών όταν είναι αποφορτισμένη: +10°C +50°C: Σ.Υ. 20%-90%
Συνθήκες περιβάλλοντος όταν βρίσκεται σε λειτουργία: +10°C -40°C: Σ.Υ. 20%-90%

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν ενδείκνυται για οικιακή χρήση. Η συμμόρφωση, που τεκμηριώνεται από το σήμα της ΕΕ πάνω στη συσκευή, έχει σχέση με τη οδηγία 2004/108 της ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική ασυμβατότητα. Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν διατίθεται στην αγορά ως εξοπλισμός, το όπο να εξασφαλιστεί, το με τυπικό επίπεδο των τεχνικών γνώσεων, τόσο ότι οι θα παρεμποδίσουν ή άλλα μηχανήματα που βρίσκονται κοντά ηλεκτρονικό συστήματα από την οποία θα διατίθεται στην αγορά, οι χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει μη αναμενόμενη συμπεριφορά, πρέπει να τηρήσει τις και αν είναι απαραίτητη επικοινωνήστε κοιτώντας με τον κατασκευαστή.

ΔΙΑΒΑΙΝΑΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

Το σύμβολο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής υποδεικνύει, την ξεχωριστή αποκομιδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Στο τέλος της περιόδου ζωής της συσκευής, μην την πετάξετε ως ήμιαλο στερεό μείκτο απορριπτε, αλλά πετάξτε τη στο ειδικό κέντρο αποκομιδής που βρίσκεται στην περιοχή σας ή στην επιπλέον "πε" στον απορριπτεοκόπιο της αγοράς μας κανονικά συσκευής (όλου τύπου και με τις (δες λειτουργίες, Αν η συσκευή που διαθέτει είναι διασυνδεδεμένη με την 25 εκ. μπορεί να το παραδώσετε στον επόμενο πωλητή, που μπορεί να είναι ο κατασκευαστής ή ο διανομέας της συσκευής, χωρίς ποσό διασύνδεσης Αυτή η διαδικασία της ξεχωριστής αποκομιδής, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων γίνεται με την προοπτική μιας αλλαγής της τεχνολογίας, που να μην επηρεάζει την ποιότητα των περιβαλλοντικών και για την προώθηση πιθανών εφαρμογών στην υγεία του ανθρώπινου που θα προκλήσουν, από την παρούσα επιθεώρηση ουσία ή από τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά, την η μέτρηση τους. Προσοχή!!! Μη στείλτε απορία ή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.

LAICA

LAICA S.p.A.
Viale del Lavoro, 10 - Fratz. Ponte
36021 Barbarano Vicentino (VI) - Italy
Tel. +39 0444.795314 - 795321
Fax. +39 0444.795324
Made in China
www.laica.com

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Η παρούσα συσκευή έχει ενότητα 2 είναι από την πληροφορία της αγοράς, που είναι να χρησιμοποιείται ή υποστηρίξει τον κατασκευαστή. Η λειτουργία της ζυγαριάς πρέπει να διαβαστεί με την οδηγία πληρωμού που θα φρονιστεί να έχει αναμνησθεί εδώ. Η περίοδος αυτή είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι μόνο σε περίπτωση ζήτησης κατασκευαστή. Το προϊόν Laica είναι γραμμένο με ασφαλή χρήση και δεν επιρρεπείς σε καταστροφή. Η ενότητα καλύπτει μόνο ελαττώματα κατασκευής και δεν ισχύει όταν οι διατάξεις έχουν προκληθεί από τυχαίο γεγονός, αποδοκμή χρήση, ουσία ή οποιαδήποτε χρήση που υπερβαίνει τον κανόνα ή/και, η οποία είναι η ασφαλή χρήση της συσκευής, μην την πετάξετε ως ήμιαλο στερεό μείκτο απορριπτε, αλλά πετάξτε τη στο ειδικό κέντρο αποκομιδής που βρίσκεται στην περιοχή σας ή στην επιπλέον "πε" στον απορριπτεοκόπιο της αγοράς μας κανονικά συσκευής (όλου τύπου και με τις (δες λειτουργίες, Αν η συσκευή που διαθέτει είναι διασυνδεδεμένη με την 25 εκ. μπορεί να το παραδώσετε στον επόμενο πωλητή, που μπορεί να είναι ο κατασκευαστής ή ο διανομέας της συσκευής, χωρίς ποσό διασύνδεσης Αυτή η διαδικασία της ξεχωριστής αποκομιδής, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων γίνεται με την προοπτική μιας αλλαγής της τεχνολογίας, που να μην επηρεάζει την ποιότητα των περιβαλλοντικών και για την προώθηση πιθανών εφαρμογών στην υγεία του ανθρώπινου που θα προκλήσουν, από την παρούσα επιθεώρηση ουσία ή από τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά, την η μέτρηση τους. Προσοχή!!! Μη στείλτε απορία ή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.

www.laica.com

Data - Date

RO Română

CANTAR ELECTRONIC DE BUCĂTĂRIE
Instrucțiuni și garanție

Noul cântar pentru bucătărie LAICA este extrem de precis și va ne anevio de înțirinare. Pentru funcționare în condiții de înaltă sănătose și echilibrată, de esesemera trebuie să urmati o dieta terapeutica. Pentru a functiona normal, corpul uman trebuie hrănit în mod regulat. Dietele drastice și dezechilibrare care nu includ elemente nutritive trebuie evitate. O alimentatie corectă trebuie să conțină nivelul de energie potrivit pentru fiecare persoană. Mai mult decât atât, trebuie luată în considerare și varietatea de alimente, deoarece, dietele care conțin exclusiv tip de alimente nu au principiu nutritive. Pentru estimare cantității de alimente necesare pentru zi, trebuie calculată prima dată nevoia de energie. În medie, nevoia zilnică de energie, reprezentată de greutate și de activitatea zilnică efectuată de fiecare persoană, este egală cu aproximativ 40 de calorii pe kg pe zi pentru persoanele sedentare. 30 cal/kg/zi pentru cei care nu sunt foarte activați, și 25 cal/kg/zi pentru persoanele care sunt puțin solicitate fizic. Persoana care depășește necesarul de calorii va crește cu siguranță în greutate dacă nu face exerciții fizice corespunzătoare. Dacă persoana are o greutate normală, trebuie să consulte medicul și să facă exerciții fizice corespunzătoare și în același timp să țină o dietă echilibrată.

Intodeuama încercați să cântăriți măcarea pentru o rată zilnică corectă: presă multă sau presă puțin dintr-un anumit fel de aliment înseamnă o dietă dezechilibrată. Orice schimbare de calitate și cantitate în dietă, în special dacă este făcută în scopuri terapeutice, trebuie întodeuama discutată și stabilită împreună cu doctorul.

Idci pentru o alimentatie sănătose și controlul greutății:

- Pentru o dietă echilibrată nu trebuie să depășiți consumul calculat de alimente, neglijând astfel elementele esențiale conținute în alte alimente, de esesemera nu trebuie să mănânci mai mult decât e necesar. Intodeuama cântăriți măcarea pentru rătă zilnică. O dietă sănătose include cantități potrivite de proteine, carbohidrați, grăsimi, fibre, vitamine și minerale și hidratație.
- O masă completă o dată pe zi este un obicei prost. Este mai bine să consumați porții mai mici decât una abundentă. Trei mese pe zi și o gustare dimineața sau după-amiaza reprezintă o alimentatie corectă.
- Trebuie să vă așezați și să vă relaxați atunci când mâncați.
- Nu mănânci atunci când sunteți concentrat pe alte activități, adică atunci

RO Română

când vă uitați la televizor, sau atunci, pentru a evita să mănânci prea multă hrană și observând acest lucru. Pentru o dietă, este recomandabil să aveți în vedere și următoarele:
• Nu mâncați în exces și mestecați bine, să savurați culoarea, gustul și consistența mâncării.
• Combinaere unei alimentatii corecte cu activitatea fizică este o condiție esențială pentru a măi metabolișm. Pentru a consuma mai multe calorii și pentru a evita să creștati în greutate.
• Este important de știut că doza de vârstă, corpul uman are nevoie de mai puțină energie din motive necunoscute bine încă (poate datorită faptului că aceste persoane au metabolismul mai lent).
• Pentru o dietă echilibrată, simpla sugesție următoare: limitați consumul de alimente preparate la temperaturi extreme, umiditate, impacte, praaf, și evitați lumina directă a soarelui. Nu în scăpați sau loviți.
• Țineți aparatul departe de surse de căldură.
• **Curățaiți cântărul cu un material uscat, nu folosiți materiale abrazive și fierți apă caldă.**
• Nu supraîncălcați aparatul.
• Nu deschideți cântărul în acest caz garanția se anulează.
• Apețaiți la agentul pentru întretinere.
• Nu permiteți ca să cadă apă caldă în aparat.
• Nu este rezistent la apă.
• Nu îl lăsați sau folosiți în locuri umede; umiditatea mai mare de 85% sau contactul apă sau cu apă caldă ar putea cauza corozii, în special în zona de contact a cântarului cu așezarea.
• Țineți aparatul departe de copii.
• Câtar pentru uz casnic

ESTE IMPORTANT SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE DIN MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE, PĂSTRATI-I ÎN LOC SIGUR.

AVERTISMENTE

- Folosiți cântărul cu atenție, este un aparat de precizie.
- Țineți aparatul departe de copii și animale.
- Țineți aparatul departe de surse de căldură.
- Curățaiți cântărul cu un material uscat, nu folosiți materiale abrazive și fierți apă caldă.**
- Nu supraîncălcați aparatul.
- Nu deschideți cântărul în acest caz garanția se anulează.
- Apețaiți la agentul pentru întretinere.
- Nu permiteți ca să cadă apă caldă în aparat.
- Nu este rezistent la apă.
- Nu îl lăsați sau folosiți în locuri umede; umiditatea mai mare de 85% sau contactul apă sau cu apă caldă ar putea cauza corozii, în special în zona de contact a cântarului cu așezarea.
- Țineți aparatul departe de copii.
- Câtar pentru uz casnic

ATENȚIE!!!

Nu urmați diete fără stafat medicului sau a nutriționiștilor.

Măsurare proprie înseamnă control, nu diagnostic sau tratament.

Nu trebuie să schimbăți doza medicamentelor prescrise de doctor.

INTRODUCERE/ÎNALȚAREA BATERIILOR

Acest cântar funcționează cu baterii alcaline care pot fi înlocuite.
1) Introduceți 4 baterii de 1.5 V tipu AAA în compartimentul corespunzător situat pe spatele cântarului, înfund cot de polaritatea indicată.
2) Când bateriile sunt descărcate ecranul va indica LO simbolul pentru baterii slăbite.
Înălțauri bateriile dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp. Înălțauri bateriile descărcate scotând capacul compartimentului pentru baterii.
ATENȚIE!!!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- 1) Poziționați cântărul pe o suprafață în plan orizontal și rigid.
- 2) Apăsați tasta "ON/OFF/TARE" (tasta TOUCH SCREEN). Așteptați câteva secunde și când afișajul electronic va indica 0 g / 0,00 oz cântărul este pregăt pentru a cântări.
- 3) Cântăriți ingredientele.
- 4) Opriți temporar cântărul 1 minut de neutilizare a cântarului. Pentru a prelungi durata bateriilor, opriți cântărul înfund apășat timp de câteva secunde tasta "ON/OFF/TARE".

FUNCȚIUNEA TARA

Funcțiunea TARA vă permite reglarea la zero în orice moment a afișajului electronic. Pentru a utiliza această funcție, operațiunile de cântărire fără a înredpăra ingredientele deia cântărire (tasta "ON/OFF/TARE").

1) Apăsați tasta "ON/OFF/TARE" (tasta TOUCH SCREEN). Așteptați câteva secunde și când afișajul electronic va indica 0 g / 0,00 ozcântărul este pregăt pentru a cântări.
2) Efectuați prima operațiune de cântărire.
3) Apăsați tasta "ON/OFF/TARE" pentru a regla afișajul electronic la 0 g / 0,00 oz.
4) Efectuați a doua operațiune de cântărire.

TASTA KG/LB

Acestaștă tastă permite alegerea unității de măsură pentru cântărire: g sau oz. Apăsați tasta "ON/OFF/TARE" (tasta TOUCH SCRE-EN). Selectați unitatea de măsură dorită cu ajutorul tastei "KG/LB". Ecranul indică 0 g sau "0,00 oz". Treceți de la o unitate de măsură la alta apăsând în continuare tasta "ON/OFF/TARE". Când ecranul arată unitatea de măsură dorită, efectuați cântăririle.

GREUTATE EXCESIVĂ

CARACTERISȚICI TEHNICE

4 baterii alcaline de 1.5 V tipu AAA
Măsurare maximă: +1%
Condiții de depozitare: +10°C +50°C; RH 20%-90%
Condiții de lucru: +10°C +40°C; RH 20%-90%

CE

PROCEDURI DE DEPOZITARE (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

Simbolul de pe partea inferioară a aparatului indică colectarea separată a echipamentelor electrice sau electronice. Acest produs este un dispozitiv electronic care a fost testat pentru a asigura, în funcție de caracteristicile tehnice prezentate, că nu intervine cu alte echipamente așezate în apropiere (compatibilitate electromagnetica) și e mai sigur decât este folosit conform statutului date în instrucțiunile de folosire. În caz de anomalii de operare.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

GARANȚIE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

PROCEDURI DE DEPOZITARE (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

Simbolul de pe partea inferioară a aparatului indică colectarea separată a echipamentelor electrice sau electronice. Acest produs este un dispozitiv electronic care a fost testat pentru a asigura, în funcție de caracteristicile tehnice prezentate, că nu intervine cu alte echipamente așezate în apropiere (compatibilitate electromagnetica) și e mai sigur decât este folosit conform statutului date în instrucțiunile de folosire. În caz de anomalii de operare.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

AVERTISMENTE

Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnătura vânzătorului și de bonul fiscal, pe care trebuie să îl păstrați, atașat aici. Acesta este punctul de contact al companiei din cauza respectării tuturor indicărilor date în manualul de utilizare și în special în special instrucțiunile pe tema instalării, utilizării și întretinerii aparatului.
Compania Laica, fiind mereu implicată în îmbunătățirea propriilor produse, are dreptul de modifi ca fără niciun aviz, dacă îl modifică produsul sau o parte din el, în funcție de evoluțiile tehnologice și de cererile clienților. În acest caz intervențiile de asistență tehnică vor fi efectuate conform cost. Puteți găsi informații despre intervențiile de asistență tehnică, chiar dacă sunți în garanție sau contra cost, contactând info@laica.com. Nu este necesară nicio documentație produsă de un eveniment accidental, utilizare greșită și imbuțuiră în condiții metale, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezentei substanțelor periculoase sau datorită uzurii necorespunzătoare.
ATENȚIE! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

CS Czech

Vaše nové kuchyňská váha LAICA je velmi spolehlivá a přesná a nevýžaduje žádnou údržbu. Je nutná pro **dozorování zdraví**, vylučování stravy **přimo nezdravě** a také pro **dozorování diety**. Lidské tělo potřebuje pro svou běžnou činnost pravidelný příjem potravy. Rozhodné se musí vyloučit drastické a nevvyvážené diety, které nezahrnují všechny živiny. Jediné ze základních předpokladů pro zdraví vyžadují, je pitný režim a dostatek spánku. Mímo to je důležité, aby strava byla různorodá, protože dietní režimy skládající se stále ze stejných jídel mohou být chudé na některé živiny. Při posuzování celkové množství jídla spotřebovaného za jeden den je třeba nepřesjíhat kalorickou potřebu. Průměrná denní kalorická potřeba vztažená na hmotnost a fyzickou aktivitu vyžadovanou jedním je asi 40 kalorií na kilogram za den (kg/dne) pro ty, kteří vykonávají těžkou práci; 30 cal/kg/den pro ty, kteří vykonávají průměrné namáhavou práci a 25 cal/kg/den, pro osoby, kteří vykonávají malou fyzickou aktivitu. Každé překročí hodnotu potřebnou pro uspokojení denní kalorické potřeby, zvláště pokud nevyžívají odpovídající fyzickou kým servisu budou prováděny za úhradu. Informace o opravách v technickém servisu, ať již se jedná o opravu pokryté zárukou či za úhradu, si můžete vyžádat na adrese info@laica.com. Za opravu a náhrady výrobků, na které se nevztahuje záruka, neplatí. Ve výrobě zajišťujeme dodávku náhradních dílů. NEVZASÍLETE přístoji přímo společnosti LAICA. Jakékoli záruční práva (včetně výměny výrobku nebo jeho části) neprodují původní záruční doba nahrazeného výrobku. Kvantitativní údaje zobrazené na displeji jsou založeny na údajích poskytnutých přímo nebo nepřímo vzniknout osobě, na majetku a domácích zvířatech v důsledku neodůzření všechých požadavků uvedených v příslušném návodu, zejména pak výsrtých týkajících se instalace, používání a údržby přístroje.
AVERTISMENTE
Prezentul aparat are garanție 2 ani de la data cumpărării, dată ce trebuie demonstrată de către ștampila sau semnăt