

Health & Wellness



IMMAGINI NON CONTRATTUALI:

È facoltà della ditta LAICA, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i prodotti presenti nel catalogo in relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte della ditta LAICA o dei suoi rivenditori.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI:

È vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e illustrazioni contenuti in questo catalogo senza autorizzazione scritta di LAICA stessa.

NON CONTRACTUAL PHOTOS:

It is LAICA's policy to improve its products constantly; LAICA therefore reserves the right to change any product shown in the current catalogue, either partially or totally, without previous notification and according to the manufacturing requirements, without either LAICA or its retailers being in any way liable for it.

ALL RIGHTS RESERVED:

Whole or partial unauthorized reproduction of texts, photographic and graphic materials herein is forbidden.

Indice

Index

– Pesapersona SMART SMART Personal scales	pag	9
– Pesapersona body composition Body composition personal scales	pag	11
– Pesapersona elettroniche Electronic personal scales	pag	14
– Pesa bambini Baby scales	pag	19
– Pesapersona meccaniche Mechanical personal scales	pag	20
– Misuratori di pressione Blood pressure monitors	pag	22
– Pulsossimetro Pulse oximeter	pag	24
– Aerosol Nebulisers	pag	26
– Termometri Thermometers	pag	34
– Purificatore d'aria Air Purifier	pag	35





Benessere, Senza Fretta

Nell'incessante corsa contro il tempo, in un mondo che spinge alla fretta, LAICA è la vostra pausa, il vostro respiro di autenticità in una vita ingombra di scorciatoie per il nulla. Siamo consapevoli che il benessere non riguarda solo i prodotti che si usano, ma anche i momenti che si vivono, la sfida silenziosa contro la cultura del fast-food e del ritmo incalzante che assale le nostre giornate.

In un mondo che corre verso la fine,

LAICA è il sentiero meno battuto, la strada del benessere. Qui non c'è un traguardo, ma solo la promessa di una vita più sana e vissuta appieno: il vostro rifugio in mezzo al caos, una dichiarazione di vita alle vostre condizioni, in modo consapevole, autentico e con un tocco di stile italiano.

Wellness, Unrushed

In the relentless race against time, in a world that peddles haste, LAICA is your pause, your breath of authenticity in a life cluttered with shortcuts to nowhere. We understand that well-being isn't just about the products you use; it's about the moments you live, the quiet defiance against the fast-paced, fast-food culture that storms our days.

In a world racing to the end,

LAICA is the path less traveled, the road to well-being. Here, there is no finish line, only the promise of a healthier life lived fully — your sanctuary amidst the chaos, a statement of living on your own terms, mindfully, authentically, with a touch of Italian flair.



Vision

Avere i nostri prodotti e la nostra tecnologia nel cuore di ogni casa e luogo di lavoro in tutto il mondo.

To have our products and technology at the heart of every home and workplace across the world.


Mission

Fornire un accesso immediato a tecnologie innovative per l'acqua, le bevande e il benessere ovunque le persone si incontrino.

To give ready access to innovative water, beverage, and well-being technology everywhere people come together.



LAICA



Collegando la tua Bilancia Pesapersona SMART all'app potrai:


- Connettere i prodotti Smart LAICA
- Visualizzare e memorizzare tutti i dati dei dispositivi connessi
- Avere dei report in tempo reale con grafici di confronto con tutte le registrazioni precedenti
- Personalizzare l'account con un proprio avatar
- Registrare più utenti
- Consultare la guida per ricevere assistenza tecnica
- Rimanere sempre aggiornato sui prodotti LAICA e su tutte le novità.

Inoltre, potrai visualizzare sul tuo smartphone la composizione corporea tramite il monitoraggio di una serie di parametri, tra cui:

By connecting your SMART scale to the app, you can:

- Connect the LAICA Smart products
- Display and store all the data of the connected devices
- Get real-time reports with comparison charts to all previous recordings
- Customize your account with your own avatar
- Register multiple users
- Consult the product guide for technical support
- Stay up-to-date on LAICA products and all the latest news

Additionally, you can view your body composition on your smartphone by monitoring a series of parameters, including:



PS7126



La nostra bilancia più avanzata di sempre Our most advanced personal scale ever

- Misura il peso e la composizione corporea completa grazie agli 8 elettrodi della pedana e del manubrio
Measures weight and complete body composition with the 8 electrodes on the footplate and handlebar
- Invia automaticamente i dati al tuo smartphone con l'app gratuita Fitdays+
Automatically send data to your smartphone with the free Fitdays+ app



Monitora fino a 28 parametri!

La nostra nuova bilancia pesapersona SMART ti permette di avere una panoramica accurata e completa della tua composizione corporea come il peso, l'indice di massa corporea, la massa muscolare, la muscolatura scheletrica e molto altro.

Monitor up to 28 metrics!


Our new SMART personal scale gives you an accurate and complete overview of your body composition such as weight, body mass index, muscle mass, skeletal muscle and much more.

SMART BODY COMPOSITION
MAX
180 kg
400 lb
÷
100 g
0.2 lb


FREE APP

Fitdays+

	Vetro temperato Tempered glass
	4 x 1.5V alkaline AAA (not included)
	LCD 8.3 x 3.5 cm
	30 x 30 x 2.7 cm
EAN	8013240103181
	4 pcs



Misurazione tradizionale a 4 elettrodi
Solo parte inferiore del corpo
Traditional 4-electrode measurement
Lower body only



Misurazione PS7126 a 8 elettrodi
Monitoraggio accurato di tutto il corpo
PS7126 8-electrode measurement
Accurate monitoring of the entire body

PS7025

Bilancia pesapersona SMART
SMART personal scale

- **Misura il peso e la composizione corporea**
Measure your weight and body composition
- **Elettrodi ITO: Innovativo rivestimento conduttore sensibile per la rilevazione delle informazioni sulla composizione corporea**
ITO (Indium tin oxide) electrodes: Innovative sensitive conductive coating for the detection of body composition information
- **Invia automaticamente i dati al tuo smartphone con l'app gratuita LAICA Home Wellness**
Automatically send data to your smartphone with the free LAICA Home Wellness app

ITALIAN
design



BODY COMPOSITION



	Vetro temperato con rivestimento conduttivo ITO Tempered glass with ITO conductive coating
	4 x 1.5V alkaline AAA (not included)
	VA display 6.2 x 10.7 cm
	30 x 30 x 2.5 cm
EAN	8013240102924
	4 pcs

PS7011

Bilancia pesapersona SMART
SMART personal scale

- **Misura il peso e la composizione corporea**
Measure your weight and body composition
- **Invia automaticamente i dati al tuo smartphone con l'app gratuita LAICA Home Wellness**
Automatically send data to your smartphone with the free LAICA Home Wellness app

ITALIAN
design



BODY COMPOSITION



	Vetro temperato Tempered glass
	2 x 1.5V alkaline AAA (not included)
	LCD reverse 7.1 x 3.5 cm
	30 x 30 x 2.4 cm
EAN	8013240102900
	4 pcs

PS7005

Bilancia pesapersona SMART
 SMART personal scale

- Misura il peso e la composizione corporea
 Measure your weight and body composition
- Invia automaticamente i dati al tuo smartphone con l'app gratuita LAICA Home Wellness
 Automatically send data to your smartphone with the free LAICA Home Wellness app

ITALIAN
 design



BODY COMPOSITION



SMART BODY COMPOSITION	MAX 180 kg 400 lb	÷ 100 g 0.2 lb
------------------------------	-------------------------	----------------------



Vetro temperato
 Tempered glass

3 x 1.5V alkaline AAA (not included)

LCD reverse 7.3 x 2.6 cm

28 x 28 x 2.8 cm

EAN 8013240102658

4 pcs



PS5014

Bilancia pesapersona elettronica
 Electronic personal scale

- Ampio display di facile lettura
 Large, easy to read display

ITALIAN
 design



BODY COMPOSITION



BODY COMPOSITION	MAX 180 kg 396 lb 28 st 4 lb	÷ 100 g 0.2 lb
---------------------	---------------------------------------	----------------------

Vetro temperato 6 mm
 Tempered glass 6 mm

1 X 3V lithium CR2032 (included)

10 person memory

LCD 9.1 x 5.2 cm

30.2 x 30.2 x 2 cm

EAN 8013240102931

4 pcs



LAICA

Un passo nell'Italia del Benessere

Vi presentiamo la nostra nuova collezione di bilance elettroniche, dove il patrimonio italiano incontra il benessere. Ispirate alle geometrie delle tradizionali maioliche, ogni bilancia pesapersona porta un tocco di eleganza e artigianato a casa tua. Migliora il benessere con uno stile che incarna l'arte e la tradizione italiana.

La bellezza delle maioliche italiane ha decorato le case per secoli, rappresentando cultura, maestria artigianale e uno stile di vita raffinato. Con le nuove bilance pesapersona di LAICA, portiamo quello stesso spirito nella tua quotidianità, combinando la precisione con l'arte delle maioliche italiane. Perché il benessere deve essere bello da vivere ma anche da vedere.

Aggiungi un tocco di eleganza italiana al benessere di tutti i giorni.

Step into Italian Wellbeing

Introducing LAICA's stunning electronic personal scales collection—where Italian heritage meets modern wellness. Inspired by the intricate designs of traditional Italian ceramic tiles, each personal scale brings an elegant touch of craftsmanship into your home. Elevate your wellbeing journey with style that reflects timeless Italian artistry.

The beauty of Italian tiles has graced homes for centuries, symbolising culture, craftsmanship, and a life lived beautifully. With LAICA's new personal scales, we bring that same spirit of Italy into your everyday wellness routine—combining precision with the artistry of traditional ceramics. Because wellbeing should feel as good as it looks.

Add a touch of Italian elegance to your wellness routine.



NEW ART
DESIGN
COLLECTION
**MEDITERRANEAN
BREEZE**



PS1083B



Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

- Bilancia ricaricabile con cavo USB (in dotazione)
Rechargeable scales with USB cable (supplied)



ITALIAN
design



USB rechargeable	MAX 180 kg 396 lb 28 st 4 lb	100 g 0.2 lb 1 lb
----------------------------	--	--------------------------------

Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

Batteria ricaricabile 3.7V 250mAh Li-on polymer
incorporata
Built-in 3.7V 250mAh Li-on polymer rechargeable
battery

LCD 7.6 x 2.95 cm

30.3 x 30.3 x 3 cm

EAN 8013240103228

4 pcs



PS1083N



Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

- Bilancia ricaricabile con cavo USB (in dotazione)
Rechargeable scales with USB cable (supplied)



ITALIAN
design



USB rechargeable	MAX 180 kg 396 lb 28 st 4 lb	100 g 0.2 lb 1 lb
----------------------------	--	--------------------------------

Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

Batteria ricaricabile 3.7V 250mAh Li-on polymer
incorporata
Built-in 3.7V 250mAh Li-on polymer rechargeable
battery

LCD 7.6 x 2.95 cm

30.3 x 30.3 x 3 cm


EAN 8013240103235

4 pcs



PS1082B

Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale



ITALIAN
design

MAX 180 kg 396 lb 28 st 4 lb	÷ 100 g 0.2 lb 1 lb
--	-------------------------------------

- Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

- 1 x 3V lithium CR2032 (included)

- LCD 7.8 x 3.5 cm

- 30.3 x 30.3 x 2 cm

- EAN** 8013240103204

- 4 pcs



PS1082N

Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale



ITALIAN
design

MAX 180 kg 396 lb 28 st 4 lb	÷ 100 g 0.2 lb 1 lb
--	-------------------------------------

- Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

- 1 x 3V lithium CR2032 (included)

- LCD 7.8 x 3.5 cm

- 30.3 x 30.3 x 2 cm

- EAN** 8013240103211

- 4 pcs



PS1080

Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

- Bilancia ricaricabile con cavo USB (in dotazione)
Rechargeable scales with USB cable (supplied)

ITALIAN
design



USB rechargeable	MAX 180 kg 396 lb 28 st 4 lb	100 g 0.2 lb 1 lb
----------------------------	--	--------------------------------

Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

Batteria ricaricabile 3.7V 250mAh Li-on polymer incorporata
Built-in 3.7V 250mAh Li-on polymer rechargeable battery

LCD 7.6 x 2.95 cm

30.3 x 30.3 x 3 cm

EAN 8013240103082

4 pcs



PS1065

Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

- Effetto legno su pedana in vetro
Wood effect on glass platform

ITALIAN
design



MAX 180 kg 396 lb 28 st 4 lb	100 g 0.2 lb 1 lb
--	--------------------------------

Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

1 X 3V lithium CR2032 (included)

LCD 7.8 x 3.5 cm

30.3 x 30.3 x 2 cm

EAN 8013240102368


4 pcs



PS1076


Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

ITALIAN
design




MAX
180 kg
396 lb
28 st 4 lb

÷
100 g
0.2 lb
1 lb

 Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

 1 x 3V lithium CR2032 (included)

 LCD 7.8 x 3.5 cm

 30.3 x 30.3 x 2 cm

EAN 8013240103075

 4 pcs



PS1075


Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale


ITALIAN
design




MAX
180 kg
396 lb
28 st 4 lb

÷
100 g
0.2 lb
1 lb

 Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

 1 x 3V lithium CR2032 (included)

 LCD 7.8 x 3.5 cm

 30.3 x 30.3 x 2 cm

EAN 8013240103044

 4 pcs



PS1054

Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

ITALIAN
design




MAX
180 kg
396 lb
28 st 4 lb

÷
100 g
0.2 lb
1 lb

 Vetro temperato 6 mm
Tempered glass 6 mm

 1 X 3V lithium CR2032 (included)

 LCD 7.8 x 3.5 cm

 30.3 x 30.3 x 2 cm

EAN 8013240101538

 4 pcs



PS1068

Bilancia pesapersona elettronica
Electronic personal scale

■ Finitura specchiata
Mirror finish




MAX
150 kg
330 lb
24 st

÷
100 g
0.2 lb
1 lb

 Vetro temperato 5 mm
Tempered glass 5 mm

 1 X 3V lithium CR2032 (included)

 LCD 5 x 2.1 cm

 30.3 x 30.3 x 2.3 cm

EAN 8013240102498

 4 pcs



PS3001

Pesa bambini
Baby scale

- **BLOCCA PESO** - Rileva il peso del bambino anche in movimento
WEIGHT-HOLD - It detects the weight of the baby while moving

ITALIAN Designed by
design Liliana Dal Toso
and Francesco di Bella



BLOCK 1.35 kg	TARE function	MAX 20 kg 44.09 lb 705.4 oz	÷ 10 g 0.01 lb 0.1 oz
-------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

Piattaforma ABS
ABS platform

2 x 1.5V alkaline AAA (not included)

LCD 7.8 x 2.8 cm

52 x 32 x 6 cm

EAN 8033224600611

2 pcs



PS2024

Bilancia pesapersona meccanica
 Mechanical personal scale

- Ampio tappeto antiscivolo
 Large anti-slip platform
- Quadrante di facile lettura
 Easy-to-read dial



PS2015

Bilancia pesapersona meccanica
 Mechanical personal scale

- Pedana anti-scivolo
 Anti-slip platform



		MAX 125 kg	
--	--	----------------------	--

	Corpo in acciaio con tappeto anti-scivolo Steel body with anti-slip platform
	43 x 28.8 x 9 cm
EAN	8013240102962
	2 pcs

	MAX 125 kg	
--	----------------------	--

	Piattaforma in polipropilene Polypropylene platform
	28 x 29.4 x 5 cm
EAN	8013240103167
	5 pcs

LAICA



BM2604

Misuratore di pressione da braccio
Arm blood pressure monitor


- **Confronta i dati con i valori di riferimento OMS**
Compares the data with the WHO reference values
- **Rileva i battiti irregolari**
Detects irregular heartbeats
- **Grande display LCD di facile lettura**
Large, easy-to-read LCD display




 4 x 1.5V alkaline AAA (included)

 120 memories (30 memories x 4 users)

 LCD 8.7 x 7.4 cm

 15 x 9.5 x 4.8 cm

EAN 8013240200088


 4 pcs/inner - 12 pcs/master

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

BM2302

Misuratore di pressione da braccio
Arm blood pressure monitor


- **Confronta i dati con i valori di riferimento OMS**
Compares the data with the WHO reference values
- **Rileva i battiti irregolari**
Detects irregular heartbeats
- **Pratica custodia in dotazione**
Storage case included




 4 x 1.5V alkaline AAA (included)

 120 memories (30 mem. x 4 users)

 LCD 5.1 x 6.1 cm

 10.6 x 8.2 x 5.2 cm

EAN 8013240200095

 4 pcs/inner - 12 pcs/master


È un dispositivo medico CE - CE Medical device

BM2301

Misuratore di pressione da braccio
Arm blood pressure monitor

- Confronta i dati con i valori di riferimento OMS
Compares the data with the WHO reference values
- Rileva i battiti irregolari
Detects irregular heartbeats
- Pratica custodia in dotazione
Storage case included

ITALIAN
design



4 x 1.5V alkaline AA (included)

120 memories (30 memories x 4 users)

LCD 5.5 x 8.2 cm

16.3 x 11 x 8.2 cm

EAN 8033224601670

4 pcs/inner - 12 pcs/master

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

BM1007

Misuratore di pressione da polso
Wrist blood pressure monitor

- Confronta i dati con i valori di riferimento OMS
Compares the data with the WHO reference values
- Rileva i battiti irregolari
Detects irregular heartbeats
- Pratica custodia in dotazione
Storage case included



2 x 1.5V alkaline AAA (included)

120 memories (30 memories x 4 users)

LCD 4 x 4.7 cm

6.8 x 9 x 7 cm

EAN 8013240200149


4 pcs/inner - 24 pcs/master

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

BM1006

Misuratore di pressione da polso
Wrist blood pressure monitor

- **Confronta i dati con i valori di riferimento OMS**
Compares the data with the WHO reference values
- **Rileva i battiti irregolari**
Detects irregular heartbeats
- **Pratica custodia in dotazione**
Storage case included



2 x 1.5V alkaline AAA (included)



120 memories (60 memories x 2 users)



LCD 3.7 x 4.8 cm



7.7 x 6.2 x 6.5 cm

EAN

8033224601908



4 pcs/inner - 24 pcs/master

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

EA1007

Pulsossimetro
Pulse oximeter

- **Misura la saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2)**
It measures the arterial oxygen saturation (SpO2)
- **Misura la frequenza del battito cardiaco**
It measures the heart rate



Intervallo di misurazione SpO2: 36% - 99%
Measurement range SpO2: 36% - 99%

Intervallo di misurazione pulsazioni: 30 bpm - 250 bpm
Heartbeat measurement range: 30 bpm - 250 bpm



2 x 1.5V alkaline AAA (included)



LED 1.9 x 2.6 cm



5.5 x 3.2 x 3.2 cm

EAN

8013240200866*



8 pcs/inner - 96 pcs/master

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

	BM2604	BM2302	BM2301	BM1007	BM1006
					
Tipologia Type	Misuratore da braccio Upper arm BPM	Misuratore da braccio Upper arm BPM	Misuratore da braccio Upper arm BPM	Misuratore da polso Wrist BPM	Misuratore da polso Wrist BPM
Circonferenza braccio/ polso Arm/wrist circumference	standard 220 - 300 mm	standard 220 - 300 mm	standard 220 - 360 mm	standard 140 - 195 mm	standard 135 - 215 mm
Capacità memorie Memory capacity	120 memories (30 x 4 users)	120 memories (30 x 4 users)	120 memories (30 x 4 users)	120 memories (30 x 4 users)	120 memories (60 x 2 users)
Media delle misurazioni Results average	■	■	■	■	■
Data e ora Date and time	■	■	■	■	■
Rilevazione battiti irregolari Irregular heartbeat detection	■	■	■	■	■
Confronto dati con valori OMS Comparison of data to WHO values	■	■	■	■	■
Display	LCD 8.7 x 7.4 cm	LCD 5.1 x 6.1 cm	LCD 5.5 x 8.2 cm	LCD 4 x 4.7 cm	LCD 3.7 x 4.8 cm
Custodia Storage case	■	■	■	■	■
Alimentazione Power supply	4 x 1.5V alkaline batteries AAA (included)	4 x 1.5V alkaline batteries AAA (included)	4 x 1.5V alkaline batteries AA (included)	2 x 1.5V alkaline batteries AAA (included)	2 x 1.5V alkaline batteries AAA (included)
Dimensioni Size	15 x 9.5 x 4.8 cm	10.6 x 8.2 x 5.2 cm	16.3 x 11 x 8.2 cm	6.8 x 9 x 7 cm	7.7 x 6.2 x 6.5 cm
Peso Weight	420 g	380 g	530 g	190 g	180 g

NE1012

Aerosol a ultrasuoni
Ultrasonic nebuliser

NEW

- Silenzioso
Quiet
- Tecnologia a membrana oscillante
Mesh technology
- Ultra compatto
Ultra compact
- Caricabile tramite usb-c
Rechargeable via usb-c



Disponibile dalla seconda
metà del 2025
Available from the second
half of 2025

In dotazione:
- 1 mascherina adulto /
1 mascherina pediatrica
- 1 raccordo per maschere
- 1 bocchaglio

Included:
- 1 adult mask /
1 pediatric mask
- 1 mask connector
- 1 mouth piece

3.7V 800mA litium battery

ricaricabile tramite usb-c (cavo usb-c incluso)
rechargeable via usb-c (usb-c cable included)

11.2 x 6.5 x 3.6 cm

EAN 8013240201542

6 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

NE3004

Aerosol a mini-pistone
Mini-piston nebuliser

NEW

- Nebulizza tutti i medicinali per aerosolterapia
Nebulises all aerosol therapy medicines
- Silenzioso
Quiet
- Compatto
Compact



Disponibile dalla seconda
metà del 2025
Available from the second
half of 2025

In dotazione:
- 1 mascherina adulto /
1 mascherina pediatrica
- 1 forcilla nasale
- 1 ampolla
- 1 tubo aria
- 1 bocchaglio
- 2 filtri
- 1 alimentatore

Included:
- 1 adult mask /
1 pediatric mask
- 1 nose piece
- 1 medicine cup
- 1 air tube
- 1 mouth piece
- 2 filters
- 1 adaptor

Supporto per ampolla
Nebuliser bulb support

mains powered

11.2 x 6.5 x 3.6 cm

EAN 8013240201566

8 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

NE2015

Aerosol a pistone
Piston nebuliser



- **Nebulizza tutti i medicinali per aerosolterapia**
Nebulises all aerosol therapy medicines
- **Vano porta accessori**
Accessories compartment



Disponibile dalla seconda metà del 2025
Available from the second half of 2025

In dotazione:	Included:
- 1 mascherina adulto /	- 1 adult mask /
1 mascherina pediatrica	1 pediatric mask
- 1 forcilla nasale	- 1 nose piece
- 1 ampolla	- 1 medicine cup
- 1 tubo aria	- 1 air tube
- 1 bocchaglio	- 1 mouth piece
- 2 filtri	- 2 filters

Supporto per ampolla
Nebuliser bulb support

 mains powered

 22.2 x 17.4 x 10.3 cm

EAN 8013240201559

 8 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

NE1001

Aerosol a ultrasuoni
Ultrasonic nebuliser

- Silenzioso
Quiet
- Con regolatore di flusso
Equipped with flow control device



Banda elastica inclusa
Elastic band included



ITALIAN design Designed by
Liliana Dal Toso

Timer di nebulizzazione incorporato, spegnimento automatico di sicurezza dopo 15 minuti
Built-in nebuliser timer, automatic safety shutoff after 15 minutes

In dotazione:	Included:
- 1 mascherina adulto /	- 1 adult mask /
1 mascherina pediatrica	1 pediatric mask
- 1 raccordo per maschere	- 1 mask connector
- 30 ampolle monouso	- 30 disposal medicine cups
- 1 tubo aria	- 1 air tube
- 1 boccaglio	- 1 mouth piece
- 1 alimentatore	- 1 adaptor

mains powered

14 x 12.4 x 16.5 cm

EAN 8033224601106

6 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

MD6026P

Aerosol a ultrasuoni
Ultrasonic nebuliser

- Silenzioso
Quiet



ITALIAN design Designed by
Liliana Dal Toso

Timer di nebulizzazione incorporato, spegnimento automatico di sicurezza dopo 13 minuti
Built-in nebuliser timer, automatic safety shutoff after 13 minutes

In dotazione:	Included:
- 1 mascherina adulto /	- 1 adult mask /
1 mascherina pediatrica	1 pediatric mask
- 1 raccordo per maschere	- 1 mask connector
- 40 ampolle monouso	- 40 disposal medicine cups
- 1 tubo aria	- 1 air tube
- 1 boccaglio	- 1 mouth piece
- 1 alimentatore	- 1 adaptor

mains powered

15 x 12.2 x 9.5 cm

EAN 8013240200804

6 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

NE3001

Aerosol a mini-pistone
 Mini-piston nebuliser

- **Nebulizza tutti i medicinali per aerosolterapia**
 Nebulises all aerosol therapy medicines
- **Silenzioso**
 Quiet
- **Compatto**
 Compact



ITALIAN
 design

MADE IN ITALY



In dotazione:	Included:
- 1 mascherina adulto /	- 1 adult mask /
1 mascherina pediatrica	1 pediatric mask
- 1 forcilla nasale	- 1 nose piece
- 1 ampolla	- 1 medicine cup
- 1 tubo aria	- 1 air tube
- 1 boccaglio	- 1 mouth piece
- 2 filtri	- 2 filters
- 1 alimentatore	- 1 adaptor

Supporto per ampolla
 Nebuliser bulb support

 mains powered

 13.8 x 13.1 x 6.1 cm

EAN 8013240200040

 6 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

NE2012

Aerosol a pistone
Piston nebuliser

- Nebulizza tutti i medicinali per aerosolterapia
Nebulises all aerosol therapy medicines
- Vano porta accessori
Accessories compartment



MADE IN ITALY



ITALIAN
design

In dotazione:

- 1 mascherina adulto /
- 1 mascherina pediatrica
- 1 forcilla nasale
- 1 ampolla
- 1 tubo aria
- 1 bocccaglio
- 2 filtri

Included:

- 1 adult mask /
- 1 pediatric mask
- 1 nose piece
- 1 medicine cup
- 1 air tube
- 1 mouth piece
- 2 filters

Supporto per ampolla
Nebuliser bulb support



mains powered



25.3 x 16.4 x 12.5 cm

EAN 8013240200057



6 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

NE2013

Aerosol a pistone
Piston nebuliser

- Nebulizza tutti i medicinali per aerosolterapia
Nebulises all aerosol therapy medicines



MADE IN ITALY



ITALIAN
design

In dotazione:

- 1 mascherina adulto /
- 1 mascherina pediatrica
- 1 forcilla nasale
- 1 ampolla
- 1 tubo aria
- 1 bocccaglio
- 2 filtri

Included:

- 1 adult mask /
- 1 pediatric mask
- 1 nose piece
- 1 medicine cup
- 1 air tube
- 1 mouth piece
- 2 filters

Supporto per ampolla
Nebuliser bulb support



mains powered



20 x 17.5 x 9 cm

EAN 8013240200514



6 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

NE2014

Aerosol a pistone
Piston nebuliser

- **Nebulizza tutti i medicinali per aerosolterapia**
Nebulises all aerosol therapy medicines
- **Ampolla con flusso regolabile**
Adjustable flow medicine cup




In dotazione:
- 1 mascherina adulto /
1 mascherina pediatrica
- 1 forcilla nasale
- 1 ampolla
- 1 tubo aria
- 1 bocchaglio
- 3 filtri

Included:
- 1 adult mask /
1 pediatric mask
- 1 nose piece
- 1 medicine cup
- 1 air tube
- 1 mouth piece
- 3 filters

Supporto per ampolla
Nebuliser bulb support

 mains powered

 10.5 x 16.5 x 16.5 cm

EAN 8013240200859

 6 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

ANE052

Doccia nasale
Nasal shower

- **Compatibile con tutti gli aerosol a pistone LAICA**
Suitable for all LAICA piston nebulisers



MADE IN ITALY

 14 x 5.2 x 6 cm

EAN 8013240200798

 12 pcs

È un dispositivo medico CE - CE Medical device


	NE1012 	NE3004 	NE2015 	NE1001 
Tecnologia Technology	membrana oscillante mesh	mini-pistone mini-piston	pistone piston	ultrasuoni ultrasonic
Nebulizza tutti i medicinali per aerosolterapia Nebulises all aerosol therapy medicines		■	■	
Portatile Portable	■			
Dimensione media delle particelle Particle size (MMAD)	4.8 µm	2.97 µm	< 5 µm	3.4 µm
Portata di nebulizzazione Nebulization rate	circa/about 0.25 ml/min	circa/about 0.35 ml/min	circa/about 0.45 ml/min	circa/about 0.4 ml/min
Capacità ampolla Nebuliser capacity	max 8 ml/8 cc	min 2 ml/max 8 ml	min 2 ml/max 8 ml	max 8 ml/8 cc
Rumorosità Noise	45 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	45 dB
Alimentazione Power supply	3.7V 800mA litium battery	alimentatore adaptor	a rete mains powered	alimentatore adaptor
Dimensioni Size	11.2 x 6.5 x 3.6 cm	11.2 x 6.5 x 3.6 cm	22.2 x 17.4 x 10.3 cm	14 x 12.4 x 16.5 cm
Peso Weight	220 g	451 g	1360 g	630 g

MD6026P	NE3001	NE2012	NE2013	NE2014
				
ultrasuoni ultrasonic	mini-pistone mini-piston	pistone piston	pistone piston	pistone piston
	■	■	■	■
3.4 µm	2.97 µm	2.61 µm	2.61 µm	< 5 µm
circa/about 0.4 ml/min	circa/about 0.35 ml/min	circa/about 0.35 ml/min	circa/about 0.35 ml/min	circa/about 0.25 ml/min
max 8 ml/8 cc	min 2 ml/max 12 ml	min 2 ml/max 12 ml	min 2 ml/max 12 ml	min 2 ml/max 8 ml
45 dB	51 dB(A)	58 dB(A)	61.5 dB(A)	65 dB(A)
alimentatore adaptor	alimentatore adaptor	a rete mains powered	a rete mains powered	a rete mains powered
15 x 12.2 x 9.5 cm	13.8 x 13.1 x 6.1 cm	25.3 x 16.4 x 12.5 cm	20 x 17.5 x 9 cm	10.5 x 16.5 x 16.5 cm
700 g	690 g	1400 g	1214 g	1360 g

TH1004

Termometro a infrarossi auricolare e frontale
Infrared ear and forehead thermometer

- **Multifunzione: rilevazione istantanea della temperatura frontale, auricolare e di liquidi**
Multifunction: instantaneous detection forehead, ear and liquids temperatures
- **Display LED in tre colori, variabile a seconda della temperatura**
LED display in three colors, variable according to the temperature



	Segnale acustico a rilevazione ultimata Acoustic signal when the measurement is completed
	Rilevazione della temperatura in modalità silenziosa Temperature detection in silent mode
MEM	Memorizza fino a 9 misurazioni It stores up to 9 measurements
	2 x 1.5V AAA (included)
	17 x 7 x 2.8 cm
EAN	8013240200736*
	10 pcs/inner 60 pcs/master

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

TH1000

Termometro a infrarossi frontale a distanza
Non-contact forehead thermometer

- **Multifunzione: rilevazione istantanea della temperatura corporea (frontale) e di liquidi**
Multifunction: instantaneous detection body (forehead) and liquid temperatures



	Segnale acustico a rilevazione ultimata Acoustic signal when the measurement is completed
MEM	Memorizza fino a 10 misurazioni per ogni tipologia di rilevazione (corporea e di liquidi) It stores up to 10 measurements of each kind of measurements (body and liquids temperature)
	2 x 1.5V alkaline AAA (included)
	16 x 4 x 4.4 cm
EAN	8013240200873
	10 pcs/inner - 60 pcs/master

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

TH3601

Termometro digitale
Digital thermometer

- Sonda flessibile e lavabile
Washable and flexible probe
- Dotato di pratica custodia
Equipped with storage case



Segnale acustico a rilevazione ultimata
Acoustic signal when the measurement is completed

MEM Memorizza l'ultima misurazione
It stores the last measurement

1 x 1.5V alkaline LR/SR-41 (included)

LCD 2.1 x 0.9 cm

13.6 x 2.1 x 1.2 cm

EAN 8033224601632

20 pcs/inner - 240 pcs/master

È un dispositivo medico CE - CE Medical device

HI5000

Purificatore d'aria
Air purifier

- Il purificatore d'aria migliora la qualità dell'aria che viene respirata all'interno di una stanza
The air purifier improves the quality of the air that is breathed inside a room
- Il filtro HEPA con carboni attivi trattiene meccanicamente le impurità dell'aria (polvere, muffe, acari, fumo, pollini, batteri etc), assorbendo i cattivi odori
HEPA filter with activated carbons: mechanically retains air impurities (dust, mould, mites, smoke, pollen, bacteria, etc.), absorbing unpleasant odours
- Il generatore di plasma, grazie alla produzione di ioni, cattura gli agenti inquinanti e le impurità presenti nell'aria
The plasma generator, thanks to the production of ions, captures the pollutants and impurities in the air
- Purifica l'aria di una stanza fino a 55 m³
Purifies the air in a room up to 55 m³
- Bassi consumi, solo 25 W
Low consumption: just 25 W



- AHIO610 Filtro HEPA
- AHIO610 HEPA filter

MADE IN ITALY

Portata MAX ARIA 42 m³/h
MAX air flow 42 m³/h

Volume MAX 55 m³
Max volume 55 m³

Potenza assorbita: 25W
Power consumption: 25W

Durata filtro HEPA: circa 2000 ore
HEPA filter life: approx. 2000 hours

Mains powered

33.2 x 11.6 x 24.7 cm

EAN 8013240890920+

4 pcs



LAICA

Nuovi filtri per doccia in arrivo New shower filter is coming

- Mantieni la tua pelle idratata e i tuoi capelli morbidi e lucenti, riducendo secchezza e irritazioni grazie all'eliminazione del cloro
Keep your skin hydrated and your hair soft and shiny by reducing dryness and irritation caused by chlorine in water
- Mantieni la tua abbronzatura più a lungo evitando l'effetto sbiancante del cloro
Maintain your tan longer by avoiding the bleaching effect of chlorine
- Installazione semplice e sostituzione delle cartucce facile, per un'esperienza senza stress
Simple installation and easy cartridge replacement for a hassle-free experience







LAICA S.p.A.

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Strix Group Plc.

Company with sole shareholder and subject to the management and coordination of Strix Group Plc.

Viale del Lavoro, 10
36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Phone +39 0444 795314
info@LAICA.com
www.LAICA.it
www.LAICA.com



COMPANY WITH INTEGRATED CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016
ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018



LAICA fa parte di STRIX Group plc; Fondata nel 1982 e con sede nella prima biosfera UNESCO sull'Isola di Man. Il Gruppo sviluppa tecnologie pluripremiate che consentono ai marchi leader di offrire sicurezza senza eguali e che contribuiscono a ridurre il consumo di energia, di plastica monouso e la contaminazione dell'acqua in tutto il mondo.

In qualità di società quotata nella borsa di Londra, Strix Group (AIM:KETL) attrae una vasta gamma di investitori provenienti dai settori della tecnologia e della sostenibilità. Il Gruppo ha una presenza globale con oltre 800 dipendenti che lavorano negli stabilimenti di produzione in Cina, Italia e Australia, negli uffici commerciali nel Regno Unito e negli Stati Uniti e in un team di vendita che copre tutto il mondo.

Grazie ad investimenti in acquisizioni chiave e alla ricerca e sviluppo, il Gruppo continua ad innovare le tecnologie nei segmenti dei Piccoli Elettrodomestici e della Filtrazione dell'Acqua, portando queste tecnologie sul mercato attraverso i propri marchi di consumo e con i principali marchi partner in tutto il mondo.

LAICA is part of STRIX Group plc; Established in 1982 and headquartered in the first UNESCO biosphere on the Isle of Man. The Group develops award-winning technologies that power leading brands to deliver unrivalled safety and helps reduce energy consumption, single use plastics and water contamination around the world.

As a publicly listed company on the London stock exchange Strix Group (AIM:KETL) attracts a range of investors across the technology and sustainability sectors. The Group has a global footprint with over 800 employees across its manufacturing facilities in China, Italy and Australia, its commercial offices in the UK and USA, and a sales team covering the globe.

Through investments in key acquisitions and R&D, the Group innovates technologies in the Small Domestic Appliance and Water Filtration segments, where it brings its technologies to market through its own consumer brands and with key brand partners around the world.